



Oseko Sprüh- Schnelldesinfektion

Gebrauchsfertige Desinfektionslösung mit einem breiten Wirkungsspektrum gegen gramnegative und grampositive Bakterien, Hefen und Pilze und begrenzt Viruzid (Wirksam gegen umhüllte Viren).

Die Lösung keinesfalls verdünnen.

Das Produkt ist innerhalb von 2 Jahren ab Herstellung aufzubrauchen.

Anwendungsbereich

Zur Desinfektion glatter, harter Oberflächen im Küchenbereich, in Industrie und Handwerk und überall dort, wo Keime auftreten können.

Zur allgemeinen desinfizierenden Reinigung im Rahmen eines HACCP-Konzeptes empfehlen wir den Oseko Desinfektionsreiniger.

Dosierung

Fläche einsprühen und mindestens 1 Minute einwirken lassen. Anschließend eventuell abspülen. Lösung nicht verdünnen.

Inhaltsstoffe

>5% kationische Tenside.

Biozid Richtlinie (98/8/EG) Enthält pro 100 g:

0,25 gr. Alkyl(C1218)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18))

0,25 gr. Didecyldimethylammoniumchlorid.

Registernummer nach Biozid-Meldeverordnung N-70189

Verpackung

1 Liter PE-Flasche, VE 8 Flasche/ Karton

Art.-Nr.: 8 968 560

Produktkennzeichnung

Die Produktkennzeichnung sowie die Einstufung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett.

Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie unter www.scheck-ulm.de

Diese Produktinformation dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.



ULMA

Scheck GmbH & Co. KG

Scheck GmbH & Co. KG

Reinigungs- und Pflegemittel

Dornstadter Weg 21, 89081 Ulm / Jungingen

Tel.: 0731 / 14 01 08 - 0 Fax: 0731 / 14 01 08 - 21

Mail: info@scheck-ulm.de Web: www.scheck-ulm.de