

## PRODUKTDATENBLATT

# SAHNESPENDER- UND MILCHSCHAUMREINIGER

**EIGENSCHAFTEN****Produktbeschreibung**

Der SAHNESPENDER- UND MILCHSCHAUMREINIGER entfernt schnell und gründlich alle Sahne- und Milchrückstände. Die schaumarme Einstellung des Reinigers macht die Bedienung besonders anwenderfreundlich.

**Produktvorteile**

- hochkonzentriert
- schaumarm
- wirksam gegen Sahne- und Milchrückstände

**Anwendungsgebiete**

Für die Reinigung von Sahnenspendern, Milchleitungen und -aufschäumern.

**ANWENDUNG****Dosierung**

50 ml je 1 l Wasser

**Anwendung**

Der SAHNESPENDER- UND MILCHSCHAUMREINIGER wird in einer Verdünnung von 1:20 (50 ml auf 1 Liter Wasser) eingesetzt. Die Maschine mit der Reinigerlösung durchspülen und gründlich mit Trinkwasser nachspülen.

**Materialverträglichkeit**

Nicht zur Anwendung auf Aluminium und Buntmetallen geeignet.

**TECHNISCHE ANGABEN****Chemische Eigenschaften**

Form: flüssig  
Farbe: hellbraun  
pH-Wert: 14

**Verfügbare Gebindegrößen**

- 1 l Dosierflasche

**Allgemeine Hinweise**

- Bitte nicht mit anderen Produkten mischen.
- Nur für gewerbliche Anwender.
- Schützen Sie sich und Ihre Haut – tragen Sie bitte immer geeignete Arbeitshandschuhe.
- Bitte Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Einzelverpackung beachten.

**Lagerung**

- Verschlossen, vor Sonnenlicht geschützt, trocken sowie kühl aber frostfrei lagern.
- Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.
- Nur im Originalbehälter lagern.
- Das Produkt ist min. 24 Monate nach Lieferung lagerfähig.
- Eine Veränderung der Flüssigkeitsfarbe hat keinen Einfluss auf die Wirksamkeit des Produktes.

**Entsorgung**

- Spart Platz und Transportkosten durch hohe Konzentration.
- Besonders sparsam dosierbar.
- Die vollständig entleerte und durchgespülte Verpackung kann über das Duale System kostenlos entsorgt werden.